




...přinášíme možná řešení...



- Vynikající kvalita obrazu.
- Zkoušeno pádem z výšky 91,4 cm.
- Uživatelské rozhraní odolné proti kapalinám.
- Krátký náběh po zapnutí.
- Snadná obsluha.
- Bezdrátové připojení.



Funkce M-Turbo přináší zobrazení ve vysokém rozlišení v celém zdravotnickém zařízení

Ultrazvukový systém M-Turbo®, vlajková loď mezi našimi produkty, je navržený pro bezkonkurenční rozlišení obrazu, trvanlivost a snadnou obsluhu. U zákazníků dosahuje hodnocení 99 %* spokojenosti. Algoritmy chráněné našimi autorskými právy optimalizují parametry zobrazení tak, aby důležitá informace byla k dispozici rychle a snadno. Široká řada možností datového připojení zajišťuje trvalé připojení k informačním sítím zdravotnického zařízení a k vašemu PC. A nyní díky SonoRemote™ Control reaguje systém i na váš hlas.

*Průzkum Verispan 2008

Turbotechnologie od SonoSite

16-násobné zrychlení zpracování, které přináší nový systém M-Turbo, dramaticky zvyšuje kvalitu obrazu díky simultánnímu běhu několika pokročilých algoritmů::

SonoADAPT™ Tissue Optimisation – funkce pro optimalizaci zobrazení tkáně odstraňuje složitou manipulaci s mnoha ovládacími prvky.

SonoHD™ Imaging Technology – redukce šumu a dalších artefaktů v obraze při současném zachování a zvýraznění informací o tkáni.

SonoMB™ Multi-beam Imaging – vícepaprskové zobrazení zvyšuje rozlišení jemných struktur a zvýrazňuje zobrazené hrany.

ColorHD™ Technology – dokonalejší zobrazování barev, vyšší citlivost a frekvence snímků poskytují více diagnostických informací.


Aplikace pro zdravotnická zařízení zahrnují oblasti:




SonoRemote™ Control




- Anestézie
- Péče o kritické stavy
- Kardiologie
- Péče o kardiovaskulární onemocnění
- Úrazová medicína
- MSK
- Gynekologie/ Porodnictví
- Radiologie
- Cévní
- Chirurgie
- Ženského zdraví




Krční nervový kořen, použití sondy HFL38x / 13 - 6 MHz



Arteria carotis, použití sondy HFL38x / 13 - 6 MHz



Vena superficialis, použití sondy L25x / 13 - 6 MHz



Apikální 4-komorový pohled, použití sondy P21x/5-1 MHz



...přinášíme možná řešení...

PURO-KLIMA, a.s.
 Štěchovická 2266, 100 00 Praha 10
 tel.: +420 261 198 910
 fax: +420 261 198 919
 e-mail: komodity@puro-klima.cz

Riegrova 42, 612 00 Brno
 tel.: +420 541 245 959
 fax: +420 541 247 166
 e-mail: brno@puro-klima.cz

PURO-KLIMA Slovakia s.r.o.
 Sládkovičova ul. č. 10, 921 01 Piešťany
 tel.: +421 337 718 542 544, 548
 fax: +421 337 718 550
 e-mail: info@puro-klima.sk